



L'APPAREIL AMOVIBLE FONCTIONNEL

Pour l'harmonisation des maxillaires

P.U.L. : Propulseur Universel Light "Harmoniseur 4D "



But :

Corriger le décalage et harmoniser les maxillaires supérieur et inférieur dans le sens sagittal, transversal et vertical.



C'est un appareil multi-fonctions, discret et presque invisible. L'adaptation est rapide. Il va te gêner les premiers jours pour parler et avaler la salive, ensuite tu vas t'habituer.

Port de l'appareil :

- Porte-le toute la journée et la nuit.
- Les 2 premiers jours, tu peux porter ton appareil après l'école et la nuit. Quand tu seras habitué tu le porteras aussi à l'école. Plus tu le porteras, plus la correction sera rapide.
- Ote-le pour manger et pour brosser tes dents.
- Enlève-le aussi si tu joues d'un instrument à vent (flûte, trompette...) Et si tu pratiques un sport où tu risques de le perdre (natation, judo, rugby, ...).

Remarque: C'est un appareil mobile, il est normal qu'il ne tienne pas bien sur les dents, et qu'il se décroche si tu ouvres grand la bouche.


Ta langue doit le maintenir au palais (rééducation linguale et harmonisation fonctionnelle).

Important: Pour ne pas perdre ton appareil :

Quand tu l'enlèves, **ne le met pas** dans un mouchoir ou dans un "sopalin", il risque d'être jeté à la poubelle. Met-le dans sa boîte.

Si tu manges à la cantine, pense à le retirer avant d'y aller et met-le dans sa boîte, que tu rangeras dans ton sac. Ainsi tu ne risques pas de l'oublier à la cantine.

Pour éviter la blessure, vérifie la bonne position de la tige inférieure (arrondi vers le bas) avant de porter ton appareil.



Activation de l'appareil :

- S'il y a un écarteur tourne l'écarteur dans le sens de la flèche selon l'indication de ton praticien.
- S'il y a un élastique change-le 1 fois par jour.



Rétrognathie mandibulaire



Amélioration esthétique par la stimulation de la croissance mandibulaire



Nettoyage :

- A chaque fois que tu brosses tes dents, brosse aussi ton appareil.
- Tu peux utiliser des produits nettoyants.

Précautions :

- En cas de blessure des joues glisse une compresse roulée entre ta joue et le système métallique, la nuit.
- Attention au chien !!! Ne pose pas ton appareil à sa portée, il pourrait le mordre et le casser.

Copyright 2002 - ORTHO'CLASS - tous droits réservés

En vertu de la loi du code de la propriété intellectuelle, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement sur quelque support que ce soit la présente création sans l'autorisation de l'auteur.